

As peças de vestuário Marena estão feitas para durar!

Principais características internas do Tecido ComfortWeave®

Hipoalergénico: O nosso tecido está isento dos agentes irritantes mais comuns, ou seja não contém Latex, silicone ou formaldeído. Sinta-se no seu melhor em tranquilidade.

Proteção Antimicrobiana: O nosso tecido é tratado com agentes antimicrobianos para evitar odores e inibir a proliferação das bactérias mais comuns, garantindo uma sensação de frescura prolongada.

Estiramento potente: o Estiramento Tridimensional garante um ajustamento confortável individual combinado com uma compressão de grau médico. As nossas peças de vestuário permanecem no lugar e movem-se consigo.

Superior Suavidade: O nosso tecido patenteado é fabricado a partir de fios premium, incrivelmente macios contra o corpo para um conforto prolongado. SOFT LYCRA® envolta em torno de TACTEL NYLON® proporciona um ajuste suave e flexível.

Principais características externas do Tecido ComfortWeave®

Controlo da Humidade: O nosso tecido certificado pela COOLMAX® gere a humidade corporal para a manter fresca e seca.

Durabilidade: A nossa exclusiva, Engineered Stability Grid™ significa que as nossas peças de vestuário são duráveis, mantêm a sua forma e permanecem no lugar. Concebidas para serem confortáveis – todo o dia, todos os dias.

Proteção solar: Proteção do corpo contra os perigos dos raios solares, graças à proteção UPF 50 exclusiva do tecido Marena ComfortWeave®

Observe a Ciência

Ajuda a Cicatrizar, Reduz a Dor, Minimiza as Contusões e Amacia a Pele



The Marena Group
650 Progress Industrial Blvd
Lawrenceville, GA 30043
United States of America
info@marenagroup.com



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Tel. +31 70 345 8570

Para preservar as qualidades especiais desta peça de roupa de tecido patenteado ComfortWeave®, siga as instruções de lavagem e lave apenas com roupas da mesma cor ou semelhante:



Virar a peça do avesso, lavar à mão ou à máquina em programa para roupa delicada, com água tépida e sabão suave, secar ao ar ou numa máquina de secar de tambor, a baixa temperatura e em programa delicado. Não usar lixívia, amaciadores, não passar e não lavar a seco. Cuidado com as unhas afiadas para não danificar a peça.

O tecido Marena ComfortWeave® não inclui substâncias irritantes para a pele, sendo composto por 51% de nylon e 49% TACTEL® SOFT LYCRA®, isento de formaldeído, silicone e látex.

Conselho: Compre duas peças para uma maior higiene e máximo conforto.

Para uma máxima utilização, o que estimula as condições de cicatrização ideal, deve ter uma segunda peça para usar enquanto esta estiver a lavar.

QUAL O TAMANHO INDICADO PARA MIM?

Vai precisar de uma fita métrica e da ajuda de outra pessoa. Para garantir que adquire a peça de roupa mais apropriada para si, ajuste a sua postura, não se dobre nem encolha o estômago. É conveniente que as medidas sejam tiradas com pouca ou nenhuma roupa. Se estiver a tirar medidas para um sutiã, não usar um que seja acolchoado ou aramado, já que podem alterar as medições. Se tiver que tirar as suas próprias medidas, faça-o em frente a um espelho, de pé e virada lateralmente para este, por forma a poder ver se a fita métrica está nivelada. Esta, não deve estar nem muito apertada nem relaxada. Para mais indicações consultar o verso da caixa ou o website

SINTO-ME DESCONFORTÁVEL COM A ROUPA, O QUE DEVO FAZER?

Deve tirar imediatamente a roupa. Verificar as suas medidas e conferir se está a usar o tamanho mais adequado para si. Contacte o distribuidor, o médico ou a loja onde adquiriu esta peça de roupa para troca.

COMO VESTIR UMA CINTA DE COMPRESSÃO PÓS-OPERATÓRIA?

Primeiro, certifique-se que a sua pele está limpa de quaisquer loções ou perfumes, já que roupas “com cheiro” não poderão ser devolvidas. A primeira vez que vestir a peça Marena deve usar uma peça de roupa interior ou de ginástica por debaixo, para confirmar que é o tamanho correto e evitar sujar a veste compressiva. Abra completamente a peça, certifique-se que o rótulo com a indicação da medida fica nas costas e virado para o interior. Sente-se, coloque as duas pernas através das aberturas, puxe suavemente a peça para cima, assegurando que a zona das virilhas esteja alinhada. É importante ter muito cuidado com as unhas, pois podem danificar o tecido. Uma vez a peça devidamente colocada em torno das ancas, ajustar a posição da costura para que esta fique no interior das pernas. Começar a apertar os colchetes, alternando entre o lado esquerdo e o direito, garantindo que a peça fica bem ajustada ao corpo. Ao puxar a peça para apertar os colchetes, não se esqueça de ter cuidado com as unhas. Uma vez todos os colchetes apertados, já pode fechar os fechos-éclair. Algumas cintas poderão não ter fechos-éclair.

POSSO FAZER AJUSTES (CORTE) NA MINHA ROUPA?

Sim, a estrutura do tecido patenteado ComfortWeave® impede-o de desfiar quando cortado. Atenção: uma peça de roupa uma vez alterada não poderá ser devolvido.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE AS PEÇAS MARENA DA 1ª E 2ª FASE?

As roupas da Fase 1 têm fechos-éclair e/ou colchetes e devem ser usadas nas primeiras 1-3 semanas após a cirurgia. As peças de roupa da Fase 2 não têm fechos-éclair nem colchetes e são normalmente usadas após as da Fase 1, entre a 3-8 semana após a cirurgia. Tanto as peças da Fase 1 como as da Fase 2 têm abertura entrepernas e proporcionam o mesmo nível de compressão.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE USAR UMA PEÇA DE ROUPA COMPRESSIVA?

Todas as peças Marena estão concebidas para fornecer 17-20 mmHg de compressão para garantir a estimulação linfática e a retração da pele. Em termos gerais, recuperará mais rapidamente, sentir-se-á melhor e mais confortável e terá uma melhor aparência. Escolher a medida adequada é fundamental para garantir o desempenho da peça de vestuário, assim não hesite em contactar-nos se necessitar de ajuda.

DURANTE QUANTO TEMPO DEVO USAR ESTA PEÇA COMPRESSIVA?

O seu médico é quem deverá recomendar o tempo de utilização desta peça de vestuário pós-operatória. Muitos médicos, em todo o mundo, prescrevem roupas de compressão por um período de vários meses. Após um mês de utilização deverá sentir-se completamente restabelecida, mas lembre-se, o trabalho árduo de cicatrização continua e está a ocorrer por debaixo da sua pele e onde você não pode vê-lo. Assim, se a sua veste Marena estiver larga após algumas semanas de uso, é muito provavelmente devido à diminuição do seu tamanho, não por a peça de vestuário ter perdido a sua forma, pelo que deverá adquirir outra de tamanho menor.

DEVO TIRAR AS MEDIDAS ANTES OU DEPOIS DO MEU PROCEDIMENTO DE LIPOASPIRAÇÃO, PARA DETERMINAR QUAL O MEU TAMANHO?

Na maioria dos casos, a nossa recomendação é que use as medições pré-operatórias. Se estiver sido sujeita ou for ser a um procedimento de lipoaspiração de grande volume ou a um “lift” corporal, o seu médico irá aconselhá-la, pois eventualmente serão necessárias medidas pós-operatórias.

QUANTO TEMPO DURA A MINHA PEÇA DE VESTUÁRIO MARENA?

Se tratada de forma cuidada e apropriada, a peça de vestuário Marena deve providenciar um perfeito ajuste e uma pressão adequada durante o período de utilização normalmente prescrito. As peças compressivas Marena demonstraram uma duração que é o dobro daquela que qualquer outra marca de roupa compressiva concorrente apresenta, em condições de uso e cuidado normal. Tenha em atenção que à medida que o edema diminui, poderá vir a necessitar de uma peça do tamanho abaixo, em resultado da sua redução de tamanho e não de uma perda do poder de compressão da peça de vestuário.